

bruxane[®]

personal

.....auf einen Blick:

Ihre **bruXane** ist ohne weitere Einstellung durch Sie einsatzfähig.

- Laden Sie Ihre **bruXane** vor Gebrauch ausreichend auf und lassen Sie sie wenige Minuten auskühlen.
- Für einen angenehmeren Tragekomfort legen Sie Ihre thermoplastische **bruXane** vor dem Einsetzen ca.5 Minuten in ca. 45°C warmes Wasser.
- Reinigen Sie Ihre **bruXane** nach jedem Gebrauch mit Flüssigseife und einer weichen Zahnbürste, spülen sie gründlich ab und lassen sie ausreichend trocknen.

Gewährleistung

Bei übermäßigem Gebrauch kann jede Zahnschiene durchgebissen werden. Dies fällt nicht unter Gewährleistung.

Laden Sie Ihre **bruXane** personal vor Gebrauch immer ausreichend auf. Bei nicht ausreichendem Ladezustand wird das Biofeedback nicht ausgelöst und es besteht die Gefahr, dass Sie Ihre **bruXane** irreparabel durchbeißen. Dies fällt - wie auch nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch - nicht unter Gewährleistung.

Einnahme von Alkohol, Schlaf-, Beruhigungs- oder Betäubungsmitteln kann das Biofeedback beeinträchtigen und dadurch zum Durchbiss Ihrer **bruXane** führen.